Scan- und Konstruktionsservice





Wir freuen uns, dass viele unserer Kunden den Scan- und Konstruktionsservice so ausgiebig nutzen. Um Ihnen die besten Ergebnisse liefern zu können, müssen Arbeiten, die zur Konstruktion zu uns kommen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Um die hohen Erwartungen erfüllen zu können und unter Berücksichtigung der uns gesteckten technischen Grenzen, möchten wir Sie bitten, diese Voraussetzungen zu beachten, da wir sonst keine Gewährleistung auf die Qualität und die Passung der Arbeiten geben können. Wir können Ihnen sonst nicht garantieren, dass Sie und Ihr Kunde am Ende wirklich zufrieden sind.

Primär- und Sekundärkonstruktionen:

- · Meistermodell und Sägeschnittmodell
- Antagonistenmodell und Biss
- Aufstellung oder Situationsmodell, wenn vorhanden
- Hochglanzpolierte und finalisierte Primärteile
- 0° oder 1° Fräsung, bei 0° Fräsung alle Primärteile parallel (in sich und im Kontext)
- Deutlich erkennbare Stufen
- · Mindestens 3 mm gegenüberliegende Fräsfläche
- · Abgerundete Kanten an der okklusalen Fläche der Primärteile

Individuelle Abutments, direktverschraubte Brücken und Stege:

- Gut herausnehmbare Zahnfleischmaske (bei nebeneinanderliegenden Implantaten eine zusammenhängende Zahnfleischmaske)
- · Antagonistenmodell und Biss
- Situationsmodell oder Aufstellung, wenn vorhanden
- Mindestens ein zusätzliches Modellanalog des jeweiligen Implantatsystems

Kronen und Brücken

- Antagonistenmodell und Biss
- Sägeschnittmodell
- Situationsmodell oder Aufstellung, wenn vorhanden

Auftragsformular

Um die Arbeit so gestalten zu können, wie Sie es sich vorstellen, möchten wir Sie bitten darauf, zu achten, dass das Auftragsformular vollständig ausgefüllt ist.

Besonders wichtig sind uns folgende Informationen:

- Material
- Farbe
- · Voll- oder vestibulär verblendet
- Höckerunterstützt oder Kappe
- Girlande
- Retentionen im Zahnschema einzeichnen

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.

